

Cama Centuris™ Pro con barandillas metálicas

Solución rentable para una asistencia sanitaria de calidad



Características y beneficios

AutoContour™ y Sliding Backrest minimizan el cambio de posición del paciente en la cama y disminuyen la compresión abdominal durante la articulación de la cama

El indicador de respaldo Line-Of-Site™ proporciona información precisa sobre la posición a los cuidadores

La función Trendelenburg/Trendelenburg invertida facilita la recolocación del paciente

La carga de trabajo segura de 220 kg permite utilizarla con una mayor variedad de pacientes

El control colgante con iconos intuitivos simplifica el uso funcional

Las ruedas de banda única de 150 mm incluyen una rueda orientable, lo que facilita la maniobrabilidad

Los frenos en las cuatro ruedas aumentan la seguridad del paciente

Las barandillas incorporan un **sistema de doble bloqueo**, lo que evita que se estas se bajen de forma accidental

Control del cuidador mediante el bloqueo funcional total que mejora la seguridad operativa

Cama Centuris Pro con barandillas metálicas



Control colgante



Indicador de respaldo Line-Of-Site™



Control de RCP bilateral

Especificaciones técnicas

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Carga de trabajo segura | 220 kg |
| Peso de la cama | 124,5 kg |
| Ajuste de la altura | 39 a 77 cm |
| Clase de protección | IPX4 |
| Ángulos de la cama | |
| Sección de la cabeza | 0 a 65° |
| Sección femoral | 0 a 28° |
| Sección de los pies | -22 a -3° |
| Trendelenburg/Trendelenburg inversa | -17 a +17° |
| Anchura de la superficie de descanso | 90 cm |
| Longitud de la superficie de descanso | 200 cm |
| Material de la superficie de descanso | Metal |
| Altura de barandilla | 38 cm |
| Ruedas | Banda única de 150 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Rueda orientable | En el extremo de la cabeza |
| Freno central | En el extremo de los pies |
| Soporte gotero/grúa | En las 4 esquinas |
| Palanca de RCP mecánica bilateral | |

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10.000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países centrandos nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados en clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio**. Los empleados, programas y productos de Hill-Rom de todo el mundo tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios**.

No todos los productos/opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que se representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los centros sanitarios.

Los equipos médicos son productos sanitarios regulados y que portan, de acuerdo con esta normativa, la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de documento: 5ES133302-01, 24 febrero 2016

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom